

Перчатки хирургические латексные Ansell Gammex Powder-Free with AMT Antimicrobial Technology

ФСЗ 2011/09785

перчатки хирургические, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой, нестерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.44 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5, в упаковке 25 пар

Ansell Healthcare Europe N.V., Бельгия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.44 мм
Длина	290 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Хирургические латексные неопудренные стерильные перчатки **GAMMEX Powder-Free Gloves with AMT Antimicrobial Technology** обеспечивает защиту, даже если разрыв перчатки остается незамеченным. Перчатки имеют уникальное внутреннее покрытие, содержащее хлоргексидина глюконат (ХГГ) для непрерывного противовирусного и антибактериального действия.

Особые свойства:

- уникальное покрытие с ХГГ, оказывающее антимикробное действие в случае разрыва перчаток;
- полимерный слой с гидрофильными и гидрофобными компонентами для облегчения надевания и смены перчаток с влажными и сухими руками;
- общее количество белков, экстрагируемых водой, составляет 50 микрограмм на грамм или менее.

- технология P.E.A.R.L. (Protein and Endogenous Allergen Reduction Leaching - вымывание белков и эндогенных аллергенов) обеспечивает вымывание остаточных белков, химических ускорителей и других остаточных веществ, что позволяет снизить риск сенсибилизации кожи;
- микротекстурирование;
- надежное схватывание инструмента во влажных и сухих условиях;
- цвет перчаток: кремовый, натуральный каучуковый латекс.

Особенности формы:

- изготавливаются на патентованных анатомических формах «Анселл», что обеспечивает комфорт и естественное облегание;
- оптимальное расположение большого пальца и увеличенная выемка для основания пальца специально разработаны для увеличения комфорта и снижения усталости при длительных операциях;
- более тонкий и мягкий латексный материал с оформленными подушечками для пальцев обеспечивает дополнительное повышение чувствительности и ловкости;
- более широкая, текстурированная поверхность ладони способствует лучшему захвату инструмента, как во влажном, так и в сухом состоянии, без ухудшения комфорта.

Особенности манжеты:

- зауженная, прямая манжета для улучшения сцепления с хирургической одеждой;
- клейкая полоса препятствует сползанию манжеты и предотвращает попадание жидкости в перчатку;
- меньшее давление на запястный канал при ношении двух пар перчаток;
- нанесение на манжету названия бренда, размера, обозначений левой и правой перчатки «L» и «R» для улучшения идентификации.