

Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL602 опудренные

ФСР 2007/00456

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.4 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 1 пара

Жасмин Мед ООО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.4 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	1 пара

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL602 опудренные.

Назначение - в общей хирургии и большинства хирургических операций..

Характеристики:

- толщина пальца (13 мм от кончика): 0.34 +/- 0,04 мм (двойная стенка);
- текстурированные по всей рабочей поверхности;
- микрошероховатая поверхность;
- анатомическая форма;
- содержание протеинов максимум 100 мкг кв. дм. перчатки;
- герметичность AQL 1.5;
- срок годности: 3 года.

Упаковка:

Каждая пара упакована в двойной индивидуальный конверт (внутренняя и внешняя упаковка) Конверты размером 15х16 см. Манжеты перчаток вывернуты наизнанку. Фасовка: 240 пар в транспортной коробке. Внутри транспортных коробов установлены дополнительные ребра жёсткости из картона, что делает короб более устойчивым к деформациям.