


Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL606 опудренные

ФСР 2007/00456

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.4 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 1 пара

Жасмин Мед ООО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.4 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	1 пара

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL606 опудренные.

Назначение - в общей хирургии и большинства хирургических операций.

Характеристики:

- поверхность гладкая;
- облегание точно по форме руки из-за ровного и мягкого латексного волокна;
- легкость при надевании из-за специальной присыпки, содержащей модифицированный натуральный кукурузный крахмал;
- неанатомической формы НУРСЕ;
- удлиненная манжета с валиком;
- манжеты перчаток вывернуты на изнанку;
- количество пудры: макс. 10 мг/дм кв;
- содержание протеинов: макс 200 мг протеина/дм кв;

- герметичность AQL 1.5;
- срок годности: 3 года.

Упаковка:

Двойная индивидуальная упаковка каждой пары перчаток (внутренняя и внешняя). Транспортная коробка: 300 пар. Каждая пара перчаток упакована в индивидуальный конверт 15×11 см.