

Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL609

ФСР 2007/00456

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.30 мм, размер 6 / 6.5 / 7 /
7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 1 пара

Жасмин Мед ООО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.30 мм
Длина	300 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	1 пара

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные АСТ МЕДИНФО ZL609 неопудренные .

Для выполнения операций, работ в амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования.

Характеристики:

- газовый вид стерилизации;
- облегание точно по форме руки из-за ровного и мягкого латексного волокна;
- полностью анатомической формы;
- удлиненная манжета с валиком;
- манжеты перчаток вывернуты наизнанку;
- срок годности: 3 года.

Упаковка:

Внутри транспортных коробок дополнительные ребра жесткости из картона, что делает коробки более устойчивыми к деформациям. Каждая пара перчаток упакована в бумажный конверт. Фасовка по 260 пар в транспортной коробке.