

Перчатки хирургические латексные АЗРИ текстурированные

ФСР 2011/11532

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
нестерильные, опудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.27 мм, размер 7 / 7.5 / 8 /
8.5 / 9, в упаковке 25 пар

Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.27 мм
Длина	280 мм
Размеры	7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные АЗРИ текстурированные предназначены для защиты рук при проведении хирургических операций и медицинских процедур.

Описание:

- малоопудренные;
- усовершенствованной анатомической формы;
- выдерживают 4 цикла обработки и стерилизации в среде водяного пара.
- латексная пленка и анатомическая форма делают перчатку надежной и удобной в работе.
- наличие венчика обеспечивает плотную фиксацию перчатки на руках медперсонала без сдавливания предплечья;
- специальная интенсивная технология отмывки перчатки обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов, снижает риск раздражения;
- текстурированная поверхность перчатки обеспечивает надежный захват медицинских инструментов как во влажных, так и в сухих условиях.

- гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.