

Перчатки хирургические латексные BENOBY Sterile Latex опудренные

ФСЗ 2012/12488

перчатки хирургические, латекс, классические, стерильные, опудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5, в упаковке 50 пар

BENOBY company, Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические BENOBY Sterile Latex стерильные одноразовые из натурального латекса текстурированные опудренные используются в качестве защитного барьера на руках медицинского работника в хирургическом поле. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Перчатки хирургические стерильные предназначены для продолжительных оперативных хирургических вмешательств. Полностью повторяют анатомическое строение кисти и не создают дополнительное напряжение при работе. Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают перчатку удобной и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони. Микротекстурированные по всей рабочей поверхности обеспечивают надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом, не сдавливая запястье.

Описание:

- внутреннее покрытие: кукурузный крахмал USPPX1;
- цвет: натуральный;
- изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию;
- только для одноразового использования;

- стерильность гарантирована при целостности упаковки. Не применять при нарушении целостности упаковки;
- срок годности: 5 лет с даты изготовления.