

Перчатки хирургические латексные BENOXY Sterile Latex PF

ФСЗ 2012/12488

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5, в упаковке 50 пар

BENOXY company, Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные одноразовые BENOXY Sterile Latex из натурального латекса текстурированные неопудренные натурального цвета используются в качестве защитного барьера на руках медицинского работника в хирургическом поле.

Перчатки хирургические стерильные предназначены для продолжительных оперативных хирургических вмешательств. Полностью повторяют анатомическое строение кисти и не создают дополнительное напряжение при работе. Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают перчатку удобной и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони. Микротекстурированные по всей рабочей поверхности обеспечивают надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом, не сдавливая запястье.

Цвет: натуральный;

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию.

Только для одноразового использования.

Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Не применять при нарушении целостности упаковки.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.