

Перчатки хирургические латексные BLOSSOM опудренные

ФСЗ 2009/05620

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, опудренные, текстурированные, размер 6
/ 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар



BLOSSOM, Малайзия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Длина	300 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные BLOSSOM неопудренные. Стерильные хирургические перчатки Blossom применяются в процессе проведения медицинских операций и для оказания экстренной помощи. Они производятся по современным технологиям и служат для защиты медработников от травм, попадания опасных веществ и загрязнений, а также для предотвращения инфицирования пациента. Хирургические стерильные латексные перчатки очень прочны, не сковывают движения и обеспечивают высокую степень тактильной чувствительности. Оптимальное содержание латекса создает комфортные условия для работы, снимает усталость с кистей рук во время проведения операций или осмотров.

Характеристики:

- цвет: белый;
- микротекстурированная поверхность в области ладони, пальцев, с высокой тактильной чувствительностью;
- надежный захват инструментов;
- протеины и аллергены абсорбируются пудрой, и уровень их содержания становится незначительным; ;
- равномерное распределение пудры по внутренней поверхности перчатки.;
- срок годности 5 лет.