


Перчатки хирургические латексные CardinalHealth Protexis Latex Micro

ФСЗ 2008/02926

перчатки хирургические, нитрил / латекс, с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, размер 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

Cardinal Health 200 LLC, США



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	нитрил / латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Длина	300 мм
Размеры	5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные CardinalHealth Protexis Latex Micro тонкие перчатки с великолепной тактильной чувствительностью разработаны специально для процедур, требующих высокой точности.

Область применения: микрохирургия, офтальмология, сосудистая и пластическая хирургия, нейро и кардиохирургия, эндоскопическая хирургия, урологические и гинекологические хирургические вмешательства, везде, где требуется максимальная чувствительность.

Трехслойная структура материала из латекса и нитрила, обеспечивающая высокую барьерную защиту, удобство при надевании, хорошее облегание и комфорт.

SMT (Surface Modification Technology) - инновационная технология дополнительной обработки внешней поверхности перчатки создает противоскользящий эффект, что обеспечивает надежный захват инструмента в сухой, влажной и коллоидной среде, а также высокую тактильную чувствительность.

Внутреннее покрытие из 100% нитрила предотвращает контакт кожи рук с латексом, снижая риск кожных реакций, и обеспечивает легкость надевания на сухие и влажные руки.

Рельефная манжета повышенной прочности и эластичности с валиком хорошо фиксирует перчатку на рукаве халата, не пережимая предплечья, что обеспечивает дополнительный комфорт.

Цвет: светло-коричневый снижает усталость и напряжение глаз благодаря отсутствию световых бликов от операционных ламп.

Упаковка: 50 пар в блоке, 4 блока в коробке.

Срок годности: 3 года.