

Перчатки хирургические латексные Demotek опудренные

РЗН 2016/4985

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 100 шт



Demophorius Limited, Кипр

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Длина	280 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	100 шт

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Demotek опудренные для проведения любых видов хирургических операций.

Особенности:

- опудренные рассасывающимся кукурузным крахмалом фармакологической чистоты;
- манжета с валиком;
- анатомической формы;
- AQL 1.5.