

Перчатки хирургические латексные Hartmann Peha-profile latex

ФСЗ 2007/00531

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Неопудренные одноразовые хирургические перчатки Пеха-профайл латекс изготовлены из натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие обеспечивает легкое надевание. Специальная текстурированная поверхность обеспечивает оптимальный и безопасное сцепление и превосходную тактильную чувствительность.

Высокоэластичные и прочные на разрыв.

Анатомическая форма позволяет избежать переутомления мышц кисти во время длительных операций.

Прозрачны для обеспечения большей безопасности.

В соответствии со стандартом EN 455 являются изделием медицинского назначения.

В соответствии со стандартом EN 374 могут использоваться в лабораториях, при работе с химикатами и дезинфицирующими средствами.

Степень защиты соответствует AQL 0.65.

Рекомендована в качестве наружной перчатки в сочетании с Peha-underglove latex (Пеха-андерглав латекс).