

Перчатки хирургические латексные Hartmann Peha-taft classic

ФСЗ 2011/11297

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, размер 8.5 / 9, в упаковке
50 пар

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Размеры	8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Hartmann Пеха-тафт Классик неопудренные подходят для всех хирургических процедур в любой из областей медицины. Благодаря анатомической форме способствуют комфортному и продолжительному использованию. Помимо надежного качества, безопасности и хорошей тактильной чувствительности снижен риск аллергических реакций из-за отсутствия пудры. Внутреннее полимерное покрытие облегчает надевание двух перчаток на одну руку.