

Перчатки хирургические латексные Hartmann Peha-taft latex

ФСЗ 2007/00531

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,  
стерильные, неопудренные, текстурированные,  
размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50  
пар



PAUL HARTMANN AG, Германия

Характеристики

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Вид                   | хирургические                         |
| Материал              | латекс                                |
| Тип                   | с длинной манжетой                    |
| Стерильность          | стерильные                            |
| Наличие пудры         | неопудренные                          |
| Текстурированные      | Да                                    |
| Размеры               | 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 |
| Количество в упаковке | 50 пар                                |

Дополнительные характеристики

**Неопудренные одноразовые хирургические перчатки Пеха-профайл** латекс изготовлены из натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие обеспечивает легкое надевание. Специальная текстурированная поверхность обеспечивает оптимальный и безопасное сцепление и превосходную тактильную чувствительность.

Высокоэластичные и прочные на разрыв.

Анатомическая форма позволяет избежать переутомления мышц кисти во время длительных операций.

Прозрачны для обеспечения большей безопасности.

В соответствии со стандартом EN 455 являются изделием медицинского назначения.

В соответствии со стандартом EN 374 могут использоваться в лабораториях, при работе с химикатами и дезинфицирующими средствами.

Степень защиты соответствует AQL 0.65.

Рекомендована в качестве наружной перчатки в сочетании с Peha-underglove latex (Пеха-андерглав латекс).