

Перчатки хирургические латексные Helm DONA 410 PF

ФСЗ 2008/02979

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
размер 6.5 / 7.5 / 8.5, в упаковке 25 пар

Helm Medical GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	410 мм
Размеры	6.5 / 7.5 / 8.5
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки DONA 410 PF латексные хирургические стерильные для манипуляций требующих глубокого проникновения, в том числе и продолжительных.

Область применения: гинекология, акушерство.