

Перчатки хирургические латексные INtouch Slide

РЗН 2016/4321

перчатки хирургические, латекс, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

Wear Safe Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	наружная перчатка
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные одноразовые Intouch Slide текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические, с полимерным покрытием.
Перчатки InTouch Slide рекомендованы в качестве наружной перчатки в системе двойных перчаток для лучшей визуализации прокола благодаря прозрачной структуре латекса. Внутреннее полимерное покрытие на основе полиакрилата с гидрофильными свойствами позволяет надевать перчатки на влажные руки.