

Перчатки хирургические латексные INtouch Spot

РЗН 2016/4321

перчатки хирургические, латекс, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

Wear Safe Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	внутренняя перчатка
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные одноразовые Intouch Spot

текстурированные на пальцах, для дополнительной защиты, с валиком, анатомические.

Перчатки специально разработаны для системы двойных перчаток в качестве внутренней. Специальное внутреннее покрытие позволяет надевать перчатку на влажные руки. Перчатки на 12% тоньше чем стандартные хирургические перчатки, что позволяет сохранить тактильную чувствительность и комфорт при работе в двойных перчатках.