

Перчатки хирургические латексные Molnlycke Biogel M

ФСЗ 2008/01681

перчатки хирургические, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	наружная перчатка
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Неопудренные хирургические перчатки Biogel M из натурального латекса обеспечивают дополнительную удерживающую способность и контроль во время хирургических вмешательств, требующих более точных манипуляций. Biogel M перчатки легко надеваются, плотно облегают кисти как вторая кожа, обеспечивая комфорт и способствуя уменьшению усталости рук.

Можно использовать Biogel M в качестве самостоятельной перчатки или в качестве внешней перчатки в системе двойных перчаток совместно с внутренней индикаторной перчаткой Biogel Indicator Underglove - чтобы обеспечить максимальную защиту для вас и ваших пациентов.