

Перчатки хирургические латексные Mölnlycke Biogel Super-Sensitive

ФСЗ 2008/01681

перчатки хирургические, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар



Mölnlycke Health Care AB, Швеция

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	наружная перчатка
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Mölnlycke Biogel Super-Sensitive для всех общих хирургических процедур.

Универсальный дизайн обеспечивает отличные барьерные свойства, повышенную тактильную чувствительность и комфорт натурального латекса. Они легко надеваются и плотно прилегают к руке как вторая кожа. Форма перчаток уменьшает усталость рук, что помогает вам работать на высшем уровне. Biogel Super-Sensitive рекомендуется использовать для всех общих хирургических процедур. Их можно использовать отдельно или как часть системы индикации прокола Biogel Puncture Indication System