

Перчатки хирургические латексные Molnlycke Biogel Surgeons

ФСЗ 2008/01681

перчатки хирургические, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	наружная перчатка
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Стерильные неопудренные хирургические перчатки Biogel Surgeons рекомендуется использовать для всех общих хирургических процедур. Их можно использовать отдельно или как часть системы индикации прокола Biogel Puncture Indication System. Специальное покрытие позволяет легко надевать перчатки Biogel Surgeons и они плотно облегают руки как вторая кожа. Прекрасное облегание кисти, приятные ощущения и комфорт уменьшают усталость рук.