

Перчатки хирургические латексные Mercator Medical Gynoglove с удлиненной манжетой

ФСЗ 2012/13338

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 25 пар

Mercator Medical, Индия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	480 мм
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Mercator Medical Gynoglove с удлиненной манжетой (гинекологические).

Описание:

- использованный материал: латекс натурального каучука, хлорированный с двух сторон (двойная хлоринация);
- хирургические перчатки, стерильные, одноразовые;
- стерильность гарантирована при целостности упаковки;
- анатомической формы, текстурированные, неопудренные;
- изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию;
- приемлемый уровень качества (AQL): 1.0.