

Перчатки хирургические латексные Mercator Medical Santex PF с внутренним синтетическим покрытием

ФСЗ 2012/13338

перчатки хирургические, латекс, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Mercator Medical, Индия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	XS / S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Mercator Medical Santex PF с внутренним синтетическим покрытием.

Описание

- использованный материал: латекс натурального каучука;
- внутреннее покрытие: полиуретан;
- хирургические перчатки, стерильные, одноразовые;
- стерильность гарантирована при целостности упаковки;
- анатомической формы, текстурированные, неопудренные;
- изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию;
- приемлемый уровень качества (AQL): 1.5.