

Перчатки хирургические латексные WRP Profeel DHD Extra Protection неопудренные текстурированные

ФСЗ 2010/07613

перчатки хирургические, латекс, повышенной прочности, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.33 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5, в упаковке 40 пар

WRP Asia Pacific Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.33 мм
Длина	300 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки для работы в опасных условиях и с повышенным риском перфораций.
Анатомической формы, с изогнутыми пальцами.
Особая форма текстуры.
Полимерное покрытие перчаток обеспечивает легкое надевание и смену.
Высочайшая прочность (на 40% толще обычной перчатки).
Альтернатива системы двойных перчаток.
Область применения: ортопедия, травматология, риски механических повреждений перчаток.
Количество в упаковке: 40 пар в упаковке, 160 пар в коробке.