

Перчатки хирургические латексные WRP Profeel DHD Micro с повышенной тактильной чувствительностью

ФСЗ 2010/07613

перчатки хирургические, латекс, с повышенной тактильной чувствительностью, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.18 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5, в упаковке 50 пар

WRP Asia Pacific Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.18 мм
Длина	300 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Поглощает световые блики, комфорт для глаз в процессе операции.
Решение для «внутренних» перчаток.
Анатомической формы, с изогнутыми пальцами.
Полимерное покрытие перчаток обеспечивает легкое надевание и смену.
Цвет: светло-коричневый.
Количество в упаковке: 50 пар в упаковке, 200 пар в коробке.