

Перчатки хирургические латексные WRP Profeel DHD Platinum
неопудренные

ФСЗ 2010/07613

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.23 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5
/ 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5

WRP Asia Pacific Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.23 мм
Длина	290 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5

Дополнительные характеристики

Анатомической формы, с изогнутыми пальцами.
Внутреннее полимерное покрытие перчаток обеспечивает легкое надевание и смену.