

Перчатки хирургические латексные WRP Profeel DHD Sensitive
внутренним покрытием с гелем Алое-Вера

ФСЗ 2010/07613

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, толщина в области
пальца 0.18 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 /
9.5, в упаковке 50 пар

WRP Asia Pacific Sdn. Bhd., Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Толщина в области пальца	0.18 мм
Длина	300 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Анатомической формы, с изогнутыми пальцами.
Гладкие.
Полимерное покрытие перчаток с гелем Алое-Вера обеспечивает легкое надевание/смену и уход за кожей рук.
Подходит в качестве внутренней в системе 2-х цветовой индикацией перчаток.
Цвет: зеленый.
Область применения: микрохирургия, для специалистов с чувствительной кожей рук внутренняя перчатка в системе 2х с индикацией прокола.
Количество в упаковке: 50 пар в упаковке, 200 пар в коробке.