

Перчатки хирургические латексные Nulife Double Pair

ФСЗ 2010/07816

перчатки хирургические, латекс, повышенной прочности / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 20 пар

MRK HEALTHCARE, Индия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	2 пары в 1 конверте
Длина	300 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	20 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические NULIFE латексные неопудренные стерильные двойные перчатки для использования в ортопедии. Применяются в операциях с повышенным риском инфицирования.

Характеристики:

- 2 пары перчаток в одной упаковке;
- цвет: Цветная - внутренняя перчатка, белая - наружная перчатка;
- манжета с валиком;
- отсутствие внешних и внутренних полимерных покрытий;
- полная анатомическая форма с изогнутыми пальцами;
- увеличенное расстояние «кей» между большим и указательным пальцами придает свободу движениям и позволяет избежать случайных порезов и разрывов перчатки;
- оптимальное содержание влаги позволяет использовать перчатки при электрохирургических манипуляциях;
- внутренний непромокаемый конверт «кенгуру» с индивидуальными отделениями для каждой перчатки;
- срок годности: 3 года со дня изготовления;

- условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.