

Перчатки хирургические латексные Nulife Elbow Length PF

ФСЗ 2010/07816

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.45 мм, размер S / M / L, в
упаковке 50 пар

MRK HEALTHCARE, Индия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.45 мм
Длина	450 мм
Размеры	S / M / L
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические NULIFE Elbow Length PF латексные неопудренные стерильные перчатки для использования в гинекологии.

Характеристики:

- цвет: кремово-белый;
- удлиненная манжета с фиксацией на локтевом сгибе;
- отсутствие внешних и внутренних полимерных покрытий;
- двойная хлоринация поверхности;
- полная анатомическая форма с изогнутыми пальцами;
- увеличенное расстояние «кей» между большим и указательным пальцами придает свободу движениям и позволяет избежать случайных порезов и разрывов перчатки;
- оптимальное содержание влаги позволяет использовать перчатки при электрохирургических манипуляциях;
- внутренний непромокаемый конверт «кенгуру» с индивидуальными отделениями для каждой перчатки;
- срок годности: 5 лет со дня изготовления;

- условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.