

Перчатки хирургические латексные Nulife Elbow Length Powdered

ФСЗ 2010/07816

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, опудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.45 мм, размер S / M / L, в упаковке 50 пар



MRK HEALTHCARE, Индия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.45 мм
Длина	450 мм
Размеры	S / M / L
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические NULIFE Elbow Length PF латексные неопудренные стерильные перчатки для использования в гинекологии.

Характеристики:

- цвет: кремово-белый;
- Удлиненная манжета с фиксацией на локтевом сгибе;
- отсутствие внешних и внутренних полимерных покрытий;
- полная анатомическая форма с изогнутыми пальцами;
- увеличенное расстояние «кей» между большим и указательным пальцами придает свободу движениям и позволяет избежать случайных порезов и разрывов перчатки;
- оптимальное содержание влаги позволяет использовать перчатки при электрохирургических манипуляциях;
- внутренний непромокаемый конверт «кенгуру» с индивидуальными отделениями для каждой перчатки;
- отсутствие красителей;
- минимальное содержание пудры;

- срок годности: 5 лет со дня изготовления;
- условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.