

Перчатки хирургические латексные РМУ опудренные

ФСР 2007/00196

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, опудренные, текстурированные, размер 6
/ 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5, в упаковке 90 пар

Русская Медицинская Упаковка ООО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Длина	290 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Количество в упаковке	90 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные РМУ опудренные.

Характеристики:

- опудренность: абсорбируемый кукурузный крахмал;
- текстура на всей поверхности;
- анатомической формы;
- стерилизация: оксид этилена;
- цвет: белый;
- срок годности: 3 года;
- условия хранения: при температуре от 0 до 25, относительной влажности не выше 65%;
- коэффициент AQL: 1;
- упаковка: 1 коробка содержит 360 пар (90*4); 90 пар в блоке, индивидуально упакованных в двойной бумажный конверт.