

Перчатки хирургические латексные Safe&Care ML603
неопудренные

ФСЗ 2010/08339

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.04 мм, размер 6 / 6.5 / 7 /
7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар



Safe&Care, Малайзия

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.04 мм
Длина	285 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Safe&Care ML603.

Назначение - в общей хирургии и большинства хирургических операций.

Характеристики:

- радиационная стерилизация;
- цвет: натуральный;
- полностью анатомическая форма;
- с синтетическим внутренним покрытием;
- герметичность AQL 1.0;
- срок годности: 5 лет.

Упаковка:

Транспортная коробка: 400 пар = 8 упаковок по 50 пар.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52