

Перчатки хирургические латексные Sempermed Classic опудренные

ФСЗ 2007/00153

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, опудренные, текстурированные, толщина
в области пальца 0.41 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 /
8.5 / 9, в упаковке 70 пар



Semperit Technische Produkte GmbH, Тайланд

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.41 мм
Длина	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	70 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные Sempermed Classic.

Назначение - общая хирургия и большинство хирургических операций.

Характеристики:

- цвет белый;
- радиационная стерилизация;
- манжета с валиком, на манжете нанесен размер перчатки, манжеты перчаток вывернуты на изнанку;
- микрошероховатая поверхность;
- анатомическая форма с изогнутыми пальцами;
- поверхность - тщательно отмытая от свободных протеинов латекса: максимальный показатель - 67.9 мг протеина/1 г перчатки;
- герметичность AQL 1.5;
- срок годности: 5 лет.

Упаковка:

Каждая пара в двойной индивидуальной упаковке (внешней и внутренней). Групповая упаковка с индикатором стерильности - 70 пар. Транспортная коробка с индикатором стерильности: 420 пар = 6 упаковок по 70 пар.