

Перчатки хирургические латексные SF Medical Products стерильные неопудренные

ФСЗ 2011/08959

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.13 мм, размер 6 / 6.5 / 7 /
7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5, в упаковке 50 пар

SF Medical Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.13 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные SF Medical Products стерильные неопудренные.

Перчатки медицинские хирургические изготовлены из натурального латекса, предназначены для одноразового использования при проведении хирургических операций, медицинских исследований, диагностических процедур, обеспечивают надежный биологический барьер с целью защиты пациента и медицинского работника (пользователя) от взаимного заражения. Перчатки являются апиrogenными, нетоксичными, однократного применения медицинскими изделиями.

Перчатки имеют анатомически правильную форму (расположение большого пальца в направлении ладони, с делением на правую и левую руку). Удлиненная манжета закатана в валик, препятствующий сползанию перчаток. Перчатки имеют текстурированную поверхность в области ладоней и пальцев, обеспечивающую надежный захват инструментов и сцепление с контактными поверхностями. .

Описание продукта:

- AQL (приемлемый уровень качества) - 1.5, соответствует Межгосударственным стандартам EN-455-1, 2;

- отсутствие пудры в неопудренных перчатках предохраняет от возможного загрязнения ран и лабораторных образцов;
- удлиненная манжета закатана в валик, что препятствует сползанию перчаток;
- текстурированный рисунок в области ладони и пальцев позволяет надежно захватывать инструменты;
- толщина материала - не менее 0.13 мм;
- цвет: светло-желтый оттенок.