

Перчатки хирургические латексные SFM 41 см для гинекологии

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, повышенной прочности / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, размер 6.5 / 7.5 / 8.5, в упаковке 25 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Длина манжеты	410 мм
Размеры	6.5 / 7.5 / 8.5
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные SFM 41 см предназначены для гинекологических обследований и диагностики. Высококачественный материал перчаток сохраняет естественную чувствительность рук и создает комфорт при работе. Перчатки обладают высокой устойчивостью к проколам и натяжениям, легко одеваются и плотно облегают обе руки. Перчатки изготовлены анатомической формы, разделены на левую и правую. Перчатки латексные стерильные для гинекологии подходят только для одноразового использования.

Количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 40 пар в упаковке, 360 пар в транспортной упаковке.