

Перчатки хирургические латексные SFM для микрохирургии без валика

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 40 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	310 мм
Размеры	5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки латексные стерильные для микрохирургии созданы для микрохирургии, офтальмологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, кардиологии, отоларингологии, пластической и восстановительной хирургии. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения.

Характеристики:

- цвет: коричневый;
- анатомическая форма (разделение на правую и левую руки);
- микрошероховатая текстурированная поверхность;
- специальное внутреннее покрытие;
- манжета: без валика;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 40 пар в упаковке, 360 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.