

Перчатки хирургические латексные SFM для ортопедии с валиком

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, повышенной прочности / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.30 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 40 шт

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.30 мм
Длина манжеты	310 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	40 шт

Дополнительные характеристики

Перчатки латексные стерильные для ортопедии созданы для работы в травматологическом отделении или для использования при операции. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки латексные стерильные для ортопедии очень прочные, их используют, когда есть риск механического повреждения обычных латексных перчаток. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения. Манжета - валик на перчатках хорошо удерживается на руке и обеспечивает комфортную естественную посадку. Перчатки латексные стерильные для ортопедии подходят только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: коричневый;
- анатомическая форма (разделение на правую и левую руки);
- микрошероховатая текстурированная поверхность;

- специальное внутреннее покрытие;
- манжета: с валиком;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 40 пар в упаковке, 240 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.