

Перчатки хирургические латексные SFM неопудренные без валика

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 40 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	270 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения. Манжета-валик на перчатках хорошо удерживается на руке и обеспечивает комфортную естественную посадку. Перчатки хирургические стерильные неопудренные предназначены только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: бело-желтого, зеленого;
- материал: латекс;
- анатомические (разделение на правую и левую руки);
- текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади;
- неопудренные;
- стерильные;
- манжета: с валиком;

- манжета: 270-310 мм;
- толщина: 0.18 - 0.35 мм;
- стерилизация: оксид этилена;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 40 пар в упаковке, 240 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.