

Перчатки хирургические латексные SFM нестерильные опудренные

ФСЗ 2010/07368

перчатки хирургические, латекс, классические,
нестерильные, опудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.22 мм, размер 6 / 6.5 / 7 /
7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.22 мм
Длина манжеты	300 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические нестерильные опудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции, биологических исследований, осмотра в стоматологическом кабинете, а также в бытовых нуждах. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения. Манжета - валик на перчатках хорошо удерживается на руке и обеспечивает комфортную естественную посадку. Перчатки хирургические нестерильные опудренные только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: бело-желтого;
- материал: латекс;
- анатомические (разделение на правую и левую руки);
- текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади;
- манжета: с валиком;

- манжета: 290-300 мм;
- толщина: 0.18 - 0.22 мм;
- количество в упаковке: 500 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.