

Перчатки хирургические латексные SFM опудренные без валика

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, классические,
стерильные, опудренные, текстурированные, размер 6
/ 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 40 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	опудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	310 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные опудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции, биологических исследований. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках.

Характеристики:

- цвет: бело-желтого;
- материал: латекс;
- анатомические (с разделением на правую и левую руки) или неанатомические;
- текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади;
- опудренные;
- стерильные;
- манжета: без валика;
- манжета: не менее 280-310 мм;
- толщина: 0.18-0.28 мм;
- стерилизация: оксид этилена;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 40 пар в упаковке, 300 пар в транспортной упаковке;

- срок годности: 5 лет.