

Перчатки хирургические латексные SFM с индикацией прокола (2 пары в 1 конверте)

РЗН 2019/8215

перчатки хирургические, латекс, классические / повышенной прочности / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, толщина в области пальца 0.35 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	классические / повышенной прочности / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Индикация прокола	2 пары в 1 конверте
Толщина в области пальца	0.35 мм
Длина манжеты	350 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

Дополнительные характеристики

Перчатки стерильные с индикацией прокола предназначены для работ в медицинских целях, операции с повышенным риском механических повреждений и операции с повышенным риском инфицирования. Перчатки стерильные с индикацией прокола рекомендовано использовать при операциях, исследованиях биологического материала, при вакцинации. Перчатки стерильные с индикацией прокола подходят только для одноразового использования.

Количество в упаковке: 2 пары в герметичном пакете, 200 пар в транспортной упаковке.