

Перчатки хирургические латексные Ultra Nulife PF неопудренные

ФСЗ 2010/07816

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой,
стерильные, неопудренные, текстурированные,
толщина в области пальца 0.25 мм, размер 5.5 / 6 / 6.5
/ 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 40 пар

MRK HEALTHCARE, Индия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.25 мм
Длина	300 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	40 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические стерильные неопудренные Ultra Nulife PF.

Характеристики:

- цвет: кремово-белый;
- высокий комфорт и тактильная чувствительность;
- отсутствие внешних и внутренних полимерных покрытий;
- манжета без валика с абсолютно ровным краем и полосой фиксации, в том числе к нетканому материалу;
- равномерно усиленная манжета цилиндрической формы, без «ребер жесткости» и локальных утолщений;
- полная анатомическая форма с изогнутыми пальцами;
- увеличенное расстояние «кей» между большим и указательным пальцами придает свободу движениям и позволяет избежать случайных порезов и разрывов перчатки;
- оптимальное содержание влаги позволяет использовать перчатки при электрохирургических манипуляциях;
- внутренний непромокаемый конверт «кенгуру» с индивидуальными отделениями для каждой перчатки;
- срок годности: 3 года со дня изготовления;

- условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.