

Перчатки хирургические неопреновые Ansell GAMMEX Non-Latex Sensitive

РЗН 2018/6704

перчатки хирургические, неопрен, с длинной манжетой, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

Ansell Healthcare Europe N.V., Бельгия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	неопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические неопреновые Ansell GAMMEX Non-Latex Sensitive - не содержащие химических акселераторов хирургические перчатки, обеспечивают непревзойденную комбинацию тактильной чувствительности и износостойкости.

Характеристики:

- тип манжеты: с валиком и с применением технологии предотвращения скатывания манжеты surefit;
- внешняя поверхность перчатки гладкая поверхность с микротекстурированными участками;
- внутренняя поверхность перчатки полимер, нанесенный по технологии dermashield;
- предотвращение аллергических реакций на латекс (тип i), на химические вещества (тип iv);
- уровень захвата размер m;
- рекомендации по ношению двух пар перчаток наружная перчатка;
- протестированы для использования с химиотерапевтическими препаратами, в соответствии со стандартом astm d6978; одобрено fda (сша);
- свобода от дыр: уровень контроля i;
- промежуточный контроль до упаковки: 0.65 уровень проверки gi;
- окончательный выпуск на производстве: 0.65 уровень проверки gi;

- цвет: натуральный;
- срок годности: 3 года.
- упаковка: 50 пар в упаковке; 4 упаковки в транспортной коробке; 200 пар в транспортной коробке.