

Перчатки хирургические неопреновые Hartmann Peha-neon latexfree

ФСЗ 2007/00531

перчатки хирургические, неопрен, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	неопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические неопреновые Hartmann Peha-neon latexfree - безлатексные неопудренные одноразовые хирургические перчатки из синтетического полихлоропренового каучука. Внутреннее полимерное покрытие облегчает процесс надевания перчатки. Текстурированная поверхность обеспечивает оптимальное сцепление. Высокоэластичные и прочные на разрыв. Превосходно прилегают, обеспечивая высокую тактильную чувствительность. Анатомическая форма снижает утомляемость мышц кисти во время проведения хирургических вмешательств. Коричневый цвет перчатки позволяет избежать появления бликов. В соответствии со стандартом EN 455 являются изделием медицинского назначения. В соответствии со стандартом EN 374 могут использоваться в лабораториях, при работе с химикатами и дезинфицирующими средствами. Степень защиты соответствует AQL 0.65.