

Перчатки хирургические неопреновые Mercator Medical Syntec

ФСЗ 2012/13338

перчатки хирургические, неопрен, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер XS / S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Mercator Medical, Индия



Характеристики

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Вид                   | хирургические       |
| Материал              | неопрен             |
| Тип                   | классические        |
| Стерильность          | стерильные          |
| Наличие пудры         | неопудренные        |
| Текстурированные      | Да                  |
| Размеры               | XS / S / M / L / XL |
| Количество в упаковке | 50 пар              |

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические неопреновые Mercator Medical Syntec.

Описание:

- использованный материал: полихлоропреновый латекс;
- внутреннее покрытие: полиуретан;
- хирургические перчатки, стерильные, одноразовые;
- стерильность гарантирована при целостности упаковки;
- анатомической формы с изогнутыми пальцами, текстурированные, неопудренные;
- приемлемый уровень качества (AQL): 1.0.