

Перчатки хирургические неопреновые SFM стерильные неопудренные

ФСЗ 2010/07368

перчатки хирургические, неопрен, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	неопрен
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина манжеты	290 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9

Дополнительные характеристики

Перчатки синтетические стерильные неопреновые созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время хирургических операций, лечения и обследования. Перчатки синтетические стерильные неопреновые имеют изогнутые пальцы для анатомической конструкции, чтобы уменьшить усталость рук. Перчатки из неопрена имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения. Перчатки оптимизированы для влажного надевания. Манжета - валик на синтетических стерильных неопреновых перчатках хорошо удерживается на руке. Перчатки синтетические стерильные неопреновые подходят только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: бело-желтого;
- анатомические (с разделением на правую и левую руки);
- текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади;
- манжета: от 290 мм;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 400 пар в транспортной упаковке;
- срок годности: 5 лет.