

Перчатки хирургические нитриловые SFM стерильные неопудренные

ФСЗ 2010/07368

перчатки хирургические, нитрил, классические, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина в области пальца 0.18 мм, размер 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 50 пар

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	нитрил
Тип	классические
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Толщина в области пальца	0.18 мм
Длина манжеты	280 мм
Размеры	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические нитриловые стерильные предназначены для операций с повышенным риском инфицирования. Высококачественный материал перчаток сохраняет естественную чувствительность рук и создает комфорт при работе. Перчатки нитриловые стерильные неопудренные обладают высокой устойчивостью к проколам и натяжениям, легко одеваются и плотно облегают обе руки. Перчатки изготовлены анатомической формы, разделены на левую и правую. Перчатки синтетические стерильные подходят только для одноразового использования.

Характеристики:

- цвет: белый;
- анатомическая форма (разделение на правую и левую руки);
- микрошероховатая текстурированная поверхность;
- манжета: с валиком;
- количество в упаковке: 1 пара в герметичном пакете, 50 пар в упаковке, 400 пар в транспортной упаковке;

- срок годности: 5 лет.