

Перчатки хирургические полихлоропропеновые Molnlycke Biogel Skinsense Indicator System

ФСЗ 2008/01681

перчатки хирургические, неопрен, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	неопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	2 пары в 1 конверте
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Хирургические перчатки Biogel Skinsense Indicator System изготовлены из синтетического (безлатексного) полихлоропропена. Внутренние и внешние перчатки вместе образуют систему двойных перчаток с яркой, быстрой и крупной системой индикации прокола.

Систему двойных перчаток Biogel Skinsense Indicator System рекомендуется применять при работе с химически агрессивными веществами, цитотоксическими средствами и костным цементом. Они обеспечивают большую устойчивость к химически агрессивным веществам, чем другие перчатки с индикацией прокола.