

Перчатки хирургические полихлоропреновые Molnlycke Biogel Skinsense

ФСЗ 2008/01681

перчатки хирургические, неопрен, с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер S / M / L / XL, в упаковке 50 пар



Molnlycke Health Care AB, Швеция

Характеристики

Вид	хирургические
Материал	неопрен
Тип	с повышенной тактильной чувствительностью / с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Индикация прокола	наружная перчатка
Размеры	S / M / L / XL
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Biogel Skinsense синтетические (безлатексная) полихлоропреновые хирургические перчатки предназначены для использования во всех общих хирургических процедурах при наличии или подозрениях на аллергические реакции к натуральному латексу. Можно использовать отдельно или как часть системы индикации прокола Biogel Puncture Indication System. Biogel Skinsense рекомендуется для процедур, требующих более длительного времени работы с химически агрессивными веществами, также применяются при работе с цитотоксическими средствами или костным цементом. В этих случаях рекомендуется носить их в комбинации с внутренней перчаткой Biogel Skinsense Indicator Underglove для повышения уровня защиты. Неопудренные безлатексные перчатки Biogel Skinsense снижают вероятность аллергической реакции на протеины натурального латекса.