

Перчатки хирургические полиизопреновые ADVENTA Health FUSIONe

РЗН 2014/2017

перчатки хирургические, полиизопрен, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 25 пар

ADVENTA Health, Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	295 мм
Размеры	5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Стерильные синтетические, полиизопреновые, неопудренные хирургические перчатки FUSIONe - для пользователей, чувствительных к латексу.

Характеристики:

- многослойная полимерная технология (МСПП) способствует гладкому быстрому надеванию;
- анатомический дизайн минимизирует усталость рук;
- микротекстурированная поверхность повышает устойчивость к скольжению;
- утолщенный манжет против сползания с руки;
- наивысший уровень защиты: AQL 0.65;
- стерилизация облучением;
- срок годности: 5 лет.