

Перчатки хирургические полиизопреновые ADVENTA Health NUZONE X2

РЗН 2014/2017

перчатки хирургические, полиизопрен, с длинной манжетой, стерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9, в упаковке 25 пар

ADVENTA Health, Малайзия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	стерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Длина	295 мм
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Количество в упаковке	25 пар

Дополнительные характеристики

Стерильные синтетические, полиизопреновые, неопудренные хирургические перчатки NUZONE X2 - для пользователей, чувствительных к латексу. Обладают эластичностью, такой же как классические латексные перчатки, но с гораздо более низким содержанием белковых аллергенов, которые могут вызывать аллергические реакции первого типа

Характеристики:

- анатомическая форма;
- микротекстурированная поверхность повышает устойчивость к скольжению;
- утолщенный манжет против сползания с руки;
- наивысший уровень защиты: AQL 0.65;
- стерилизация облучением;
- срок годности: 5 лет.