

Перчатки хирургические полиизопреновые Ansell GAMMEX Non-Latex PI Underglove

РЗН 2018/6704

перчатки хирургические, полиизопрен, с длинной манжетой, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5, в упаковке 50 пар

Ansell Healthcare Europe N.V., Бельгия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	полиизопрен
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	неопудренные
Текстурированные	Да
Размеры	5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Количество в упаковке	50 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические полиизопреновые Ansell GAMMEX Non-Latex PI Underglove - полиизопреновые благоприятные для кожи хирургические внутренние перчатки с высоким уровнем тактильной чувствительности.

Характеристики:

- тип манжеты: с валиком и с применением технологии предотвращения скатывания манжеты surefit;
- внешняя поверхность перчатки: гладкая поверхность с микротекстурированными участками;
- внутренняя поверхность перчатки: полимер, нанесенный по технологии dermashield;
- предотвращение аллергических реакций на латекс (тип I);
- уровень захвата: низкий;
- рекомендации по ношению двух пар перчаток: внутренняя перчатка;
- протестированы для использования с химиотерапевтическими препаратами, в соответствии со стандартом ASTM D6978 (не входит в стандарт FDA 510k, США);
- свобода от дыр: уровень контроля I;
- промежуточный контроль до упаковки: 0.65 (уровень проверки GI);
- окончательный выпуск на производстве: 0.65 (уровень проверки GI);
- цвет: зеленый;

- срок годности: 3 года.
- упаковка: 50 пар в упаковке; 4 упаковки в транспортной коробке; 200 пар в транспортной коробке.